



Soluciones Sostenibles para la Salud, la Productividad y el Medioambiente.



Efectivo contra SARS-COV-2 virus
La causa de Covid-19 en un minuto

Enviro Care® Neutral Disinfectant



Enviro Care®

Neutral Disinfectant

Dónde utilizar

Recomendado para utilizarse en hospitales, residencias de ancianos, escuelas, universidades, instituciones comerciales e industriales, clínicas veterinarias, aptitud deportiva y aplicaciones recreativas. Desinfecta, limpia y desodoriza pisos, paredes, superficies metálicas, superficies de acero inoxidable, porcelana vidriada, superficies plásticas y otras superficies duras no porosas.

Beneficios

- Tolera el agua dura
- Sin NPE
- Tolera la suciedad orgánica
- Fórmula neutra que no apaga el acabado de los pisos
- Limpia, desinfecta y desodoriza
- Seudomonocida, fungicida, virucida.

Proporciones de dilución

Diluya (1:64) 2oz por galón/60 ml por 3.8 litros de agua templada.

Instrucciones de uso

Aplicación: Elimine la suciedad pesada de la superficie. A continuación humedezca completamente la superficie. Puede aplicar la solución con un paño, trapeador, esponja o rociador de gota gruesa o remojando. Permita que la solución actúe en la superficie durante por lo menos 10 minutos. Enjuague o permita que se seque al aire. A menos que los pisos tengan que encerarse o pulirse, no hay necesidad de enjuagarlos.

Para Coronavirus Humano: las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 1 minuto. Seque con un paño limpio, una esponja o un trapeador o permita que se sequen al aire.

Para el Virus de la Influenza Tipo A: las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 2 minutos. Seque con un paño limpio, una esponja o un trapeador o permita que se sequen al aire.

Destruye el HIV-1 (virus del SIDA) en superficies u objetos medioambientales prelavados contaminados previamente con sangre/fluidos corporales en instalaciones de cuidados de la salud u otras instalaciones donde exista una posibilidad prevista de contaminar superficies/objetos inanimados con sangre/fluidos corporales, y en donde las superficies/objetos que posiblemente van a ser contaminados con sangre/fluidos corporales pueden estar asociados con la transmisión potencial del virus de inmunodeficiencia humana Tipo I (VIH-1) (Asociado con el SIDA).

Para Monkeypox Virus: Enviro Care Neutral Disinfectant ha demostrado eficacia contra virus similares a la viruela del mono en superficies duras y no porosas. Por lo tanto, Enviro Care Neutral Disinfectant se puede usar contra la monkeypox cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de uso contra el adenovirus 7 en superficies duras no porosas. Consulte el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html para obtener información adicional.

Información de contacto del distribuidor

Confiamos en que la información y los datos reflejados en este documento son precisos y confiables y no deben entenderse como una garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un uso en particular, ni representación, expresa o implícita, por la que el vendedor asuma toda responsabilidad, y se ofrecen al usuario para su consideración, investigación y verificación. Ningún comentario o sugerencia relativos al posible uso de este producto debe interpretarse como representación o garantía de que con dicho uso no se vulnere, ni como recomendación para vulnerar, una patente. Impreso en EE.UU. Copyright © 2016 Rochester Midland Corporation 120012.6/10/20 EPA Reg # 47371 - 131 - 527

Eficacy contra:

- **Efectivo contra SARS-COV-2 virus La causa de Covid-19 en un minuto**
- HIV-1 (Virus del SIDA).
- Hepatitis B (HBV).
- Virus de Hepatitis C (HCV).
- Staphylococcus aureus – Cepa resistente a la meticilina (MRSA).
- Escherichia coli (resistente a los antibióticos).
- Aspergillus Niger, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes (un causante de la tiña).
- Pseudomonas aeruginosa (resistente a los antibióticos)
- Streptococcus faecalis (resistente a los antibióticos)
- Klebsiella pneumoniae (resistente a los antibióticos)

Propiedades

Color	Azul
Fragancia	Moderada
Viscosidad	Acuoso, líquido
VOCs (% por peso) Método 24 de EPA	0.5%
pH	8.2
Fácilmente biodegradable	Sí
Libre de fosfato	Sí

Empaques disponibles	Código del empaque	
Caja de 6 x 1 cuartos (6 x 946 ml)	#12001214 	
Caja de 4 x 1 galones (4 x 3.8 litros)	#12001227 	
Caja de 5 galones (18.9 litros)	#12001245 	
Tambor de 55 galones (208.2 litros)	#12001257 	
Botella rociadora, 32 oz, 48 / caja	#35064573 	

Para información sobre manejo y precauciones, consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad de materiales.

Si desea más información
acerca de RMC llame al
1.800.388.4762 o visítenos en
www.rochestermidland.com

Enviro Care[®]

Neutral Disinfectant

Datos de eficacia

Enviro Care Neutral Disinfectant es bactericida contra muchos patógenos gram-negativos de acuerdo con el uso de las pruebas de dilución AOAC, modificado en presencia de suero y dureza de agua orgánica 5% 400 ppm (calculado en CaCO₃).

Dilución 1:64 (2 onzas por galón / 60 ml para 3,8 litros de agua).

Acinetobacter baumannii
Acinetobacter calcoaceticus
Bordetella bronchiseptica
Chlamydia psittaci
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Enterobacter cloacae -NDM - 1
Enterococcus faecalis (resistente a vancomicina-VRE)
Escherichia coli
Escherichia coli - NDM - 1
Fusobacterium necrophorum
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae-NDM-1
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Pasteurella multocida
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella choleraesuis
Salmonella enterica
Salmonella enteritidis
Salmonella typhi
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Shigella flexneri
Shigella sonnei

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, asociado a la comunidad - (CA - MRSA) (NRS384) (USA300)
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, asociado a la comunidad - (CA - MRSA) (NRS123) (USA400)
Staphylococcus aureus-résistant à la méthicilline (MRSA)
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes (Strep)
Staphylococcus aureus-Vancomycin Intermediate Resistant (VISA)
Streptococcus faecalis

Enviro Care Neutral Disinfectant es virucida contra los siguientes virus después de haber sido probado según la clasificación virucida, según el uso de las pruebas de dilución CaCO₃ modificado en presencia de suero y dureza del agua orgánica 5% 400 ppm (calculado en CaCO₃).

Dilución 1:64 (2 oz por galón / 60 ml en 3,8 litros de agua).

Adenovirus Tipo 7 - 8 oz. Por galón
Aedonovirus Tipo 4
Influenza aviar (H5N1)
Polyomavirus aviar
Moquillo canino
Coronavirus (SARS) - (causa del síndrome respiratorio agudo)
Virus herpes equino tipo 1
Coronavirus felino
Leucemia felina
Virus de la pánicopenia felina
Felino picornavirus
Gastroenteritis transmisible (TGE)
Virus de la hepatitis B
Virus de la hepatitis C
Herpes simple tipo I
Herpes Simplex Tipo II
VIH-1 (SIDA)
Coronavirus humano
Rinotraqueitis bovina infecciosa
La bronquitis infecciosa (IBV aviar)
Influenza A / Hong Kong (H1N1) -La gripe del vino
Enfermedad de Newcastle
Parvovirus porcino
Pseudorabies (PRV)
Rabia
El virus sincicial respiratorio (RSV)
Rotavirus [WA]
Virus de la rubéola (German Measles)
SARA Asociado Coronavirus
Efectivo contra SARS-COV-2 virus La causa de Covid-19 en un minuto
Vaccinia (virus de la viruela)

Enviro Care Neutral Disinfectant es eficaz contra el siguiente hongo según el test de fungicida AOAC modificado en presencia de hierro al 5% (carga BIOTRESS) y dureza del agua de 400 ppm (cálculo de CaCO₃) a 20 ° C.

Dilución 1:64 (2 onzas por galón / 60 ml en 3,8 litros de agua).

Aspergillus niger
Trichophyton mentagrophytes (pie de atleta)